

Nunc Cryobank 2D Barcoded Tube, 1.8 ml

mit Außengewindedeckel, Graduierung, Schreibfeld

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 48 Tubes

Artikel-Nr.: 59374500 | Thermo

741,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode, Schreibfeld

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: 10 Latch Racks à 48 Tubes

Volumen: 1.8 ml