

Nunc Cryobank Tube, 1.8 ml, non coded

mit Außengewindedeckel, Graduierung, Schreibfeld



10 Latch Racks à 48 Tubes

Artikel-Nr.: 59374501 | Thermo

532,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Nunc

Codierung: 2D-Barcode, Schreibfeld

Format: Beutel

Passend für Rackformat: SBS/48

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde

Verpackung: 10 Latch Racks à 48 Tubes

Volumen: 1.8 ml