

Western-Blot Inkubationsbox, 15.5x10.5 cm, schwarz

Behälter zum Waschen und Färben von Membranen
komplett lichtundurchlässig



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 541097BLACK | Advanta | Herstellernummer: L-07041-002

50,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Größe: 15.5 x 10.5 cm

Lichtdurchlässigkeit: komplett lichtundurchlässig

Verpackung: Packung à 2 Stück

Detaillierte Informationen finden Sie unter:

www.advanta.com