


Lager Boxen mit PU Insert und Deckel

64 x 0.5 bis 2.0 ml Tubes, Box/Deckel = Polystyren

LxBxH = 133 x 133 x 53 mm



Packung à 4 Stück

Artikel-Nr.: 733110 | Biozym

65,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Gefäßgröße: 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml

Stellplätze: 64

Verpackung: Packung à 4 Stück

Die Lager Box mit Deckel wird aus schlagstabilem Polystyrol hergestellt. Die Box wird mit einem aus Polyurethan (PU) gefertigtem Insert mit 64 Stellplätze für Tubes von 0.5 ml bis 2.0 ml geliefert.

Das Produkt kann in einem Temperaturbereich von -90°C bis + 80°C eingesetzt werden, es ist nicht autoklavierbar.

Die durchsichtigen Deckel der Box erlauben den Blick auf den Inhalt. Der Deckel ist mit quadratisch aufgebrachten Linien versehen, die Quadrate sind von 1 bis 64 nummeriert. Im Übrigen ist der Deckel mit einem Markierstift beschreibbar.

Die Geometrie des Lager Boxen ermöglicht das Stapeln z.B. in Kühlschränken.

Material Lager Box und Deckel = Polystyrol

Material Insert = Polyurethan

Maße = 133 x 133 x 53 mm (mit Deckel)