

Spitzen Sartorius 1000 µl, wide bore, steril

Länge Spitze = 68.5 mm

DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674068 | Sartorius

123,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück