

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 0.2 - 2 µl, µ Tip

Farbcode = Pink, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651150 | Thermo

372,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finn timer F1

Pipettenvolumen: bis 2 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

- **Antimikrobielle Oberfläche:** Silberionen (Ag) schaffen eine auf natürliche Weise kontaminationshemmende Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien, Mikroben und Pilzen verhindert
- **Verstellsicherer Pipettierknopf** ermöglicht eine einfache Volumeneinstellung; im ungesperrten Zustand freidrehend, um ein versehentliches Verstellen des Volumens beim Pipettieren zu verhindern
- **Verstellbare Fingerstütze** zur Einstellung der ergonomischsten und bequemsten Pipettierhaltung in einem Bereich von 120°
- **Super Blow-Out-Funktion** mit einem Volumen von 50 µl und weniger gewährleistet eine genaue Abgabe auch bei geringstem Volumen.
- **Platz für persönliche Benutzerkennung** zur individuellen Kennzeichnung durch den Benutzer; Pipetten werden mit leeren Schildern geliefert

Ergonomie

- **Extrem leichte** und sanfte Kolben verringern das RSI-Risiko
- **Leichte Bauweise** ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Pipettieren
- **Soft-Touch-Spitzenabwurf** verringert die zum Abwerfen der Spitze erforderliche Kraft um bis zu 50 %
- **Justierbare Fingerstütze** für hohen Komfort