

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 5 - 50 µl, µ Tip

Farbcode = Türkis, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651156 | Thermo

372,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F1

Pipettenvolumen: bis 50 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen