

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 10 - 100 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651158 | Thermo

372,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finn timer F1

Pipettenvolumen: bis 100 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen