

## Finnpipette, 1-Kanal, F1, 30 - 300 µl

Farbcode = Orange, mit CE Kennzeichnung  
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651160 | Thermo

**372,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal

**Kategorie:** Pipette

**Marke:** Finnpipette F1

**Pipettenvolumen:** bis 300 µl

**Produkteigenschaft:** manuell

**Verpackung:** 1 Stück

**Volumeneigenschaft:** variables Volumen