

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 100 - 1000 µl

Farbcode = Blau, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651161 | Thermo

372,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F1

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen