

Finnpipette, 1-Kanal, F1, 0.5 - 5 ml

Farbcode = Grau, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651162 | Thermo

390,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finn timer pipette F1

Pipettenvolumen: bis 5000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen