

Finnpipette, 8-Kanal, F1, 5 - 50 µl

Farbcode = Gelb, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 651165 | Thermo

989,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F1

Pipettenvolumen: bis 50 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen