

Finnpipette, 12-Kanal, F1, 30 - 300 µl

Farbcode = Orange, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 651171 | Thermo

1.121,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Finnpipette F1

Pipettenvolumen: bis 300 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen