

Alexa Fluor® 594 anti-human CD4

Mouse IgG1, kappa
RPA-T4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B300544 | BioLegend | Herstellernummer: 300544

212,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICC
Clone: RPA-T4
Format: A594
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 594 anti-human CD4

Clone: RPA-T4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: T4
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: A594
App_Abbrev: FC, ICC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9433>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>