

Purified anti-human CXCL10 (IP-10)

Mouse IgG2a, kappa
J034D6

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B519501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 519501

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC, WB

Clone: J034D6

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 50 µg

Purified anti-human CXCL10 (IP-10)

Clone: J034D6

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Interferon gamma induced protein-10 (IP-10)

Size: 50 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: ICFC, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9429>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>