

Purified anti-human MIF

Mouse IgG2b, kappa
10C3

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B525501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 525501

75,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Capture, WB
Clone: 10C3
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2b
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 50 µg

Purified anti-human MIF

Clone: 10C3
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: Macrophage migration inhibitory factor (MMIF), Glycosylation inhibiting factor (GIF), GLIF
Size: 50 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: ELISA Capture, WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9339>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>