

Recombinant Human MIF (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B599406 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 599406

549,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: BA
Format: RECOM
Verpackung: 100 µg

Recombinant Human MIF (carrier-free)

Clone:
Isotype:
Other_Names: Macrophage migration inhibitory factor, GIF, GLIF, MMIF
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: RECOM
App_Abbrev: BA
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9602>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>