

FlashBlot Transferpuffer, 50x

ausreichend für 25 - 50 Blots



250 ml

Artikel-Nr.: 541106 | Advansta | Herstellernummer: R-03090-D25

111,15 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Eigenschaften: für schnellsten Proteintransfer (50X)
Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie
Produkttyp: Transferpuffer
Verpackung: 250 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:
www.advansta.com