

Diskmischer

inkl. Clips für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 556121 | Biozym

554,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

Kompakter Diskmischer inklusive Zubehör

- Lieferung inklusive Zubehör für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes
- Variable Drehzahl
- Kompakte Bauform
- Rutschfeste, justierbare Schraubfüße
- Leicht zu reinigendes Gehäuse

Technische Daten:

- **Spannung (V):** 100-240
- **Leistungsaufnahme (W):** 20
- **Bewegungsart:** Rotation Disk
- **Rotationswinkel (°):** 90
- **Drehzahlbereich:** 0-80
- **Timer-Funktion:** nein
- **Betrieb:** Dauerbetrieb
- **Anzeige Drehzahl:** Skala
- **Einstellung Drehzahl:** analog
- **Abmessungen (mm):** 220 x 300 x 310
- **Schutzklasse:** IP 21
- **Gewicht (kg):** 2