

## Rotationsmischer

inkl. Clips für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 556122 | Biozym

**554,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

### Kompakter Rotationsmischer inklusive Zubehör

- Lieferung inklusive Zubehör für 2 ml, 15 ml und 50 ml Tubes
- Variable Drehzahl
- Kompakte Bauform
- Rutschfeste, justierbare Schraubfüße
- Leicht zu reinigendes Gehäuse

### Technische Daten:

- **Spannung (V):** 100-240
- **Leistungsaufnahme (W):** 20
- **Bewegungsart:** Rotation
- **Rotationswinkel (°):** -
- **Drehzahlbereich:** 0-80
- **Timer-Funktion:** nein
- **Betrieb:** Dauerbetrieb
- **Anzeige Drehzahl:** Skala
- **Einstellung Drehzahl:** analog
- **Abmessungen (mm):** 530 x 150 x 190
- **Schutzklasse:** IP 21
- **Gewicht (kg):** 1,7