

## Cryovials, 3 ml, freistehend, Außengewinde

steril, Deckelseal, 12.5 x 71 mm

DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: 710504 | Biozym

**36,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** Biozym

**Codierung:** Schreibfeld

**Format:** freistehend

**Passend für Rackformat:** Einzelformat

**Produktart:** Gefäß mit Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Außengewinde, LipSeal

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** Packung à 100 Stück

**Volumen:** 3.0 ml

#### Cryovial mit Außengewinde und Deckelseal

- Einsetzbare, farbige Capinserts zur Farbcodierung optional erhältlich (Art.Nr. 710530 bis 710538)
- Langer Deckelrand ermöglicht keimfreie 1-Hand Bewegungen
- Vertikale Deckelrippung erleichtert Drehbewegung und Entfernung des Deckels
- Spezielles Design des Deckelgewindes ermöglicht schnelles Öffnen oder Verschließen nach bereits 1 1/4 Umdrehungen
- Cryovial und Deckel haben identische Ausdehnungskoeffizienten durch Fertigung aus gleichem Polypropylen = gleichmäßiger, sicherer Verschluss im erlaubten Temperaturbereich (bis -196°C Gasphase N2)
- Aufwändig konstruierte Dichtlippe im Deckel ermöglicht perfekten "Seal" - selbst bei extrem tiefen Temperaturen
- Dicke, nahezu unbrechbare Gefäßwände
- Große, weiße Beschriftungsfelder
- Proben sind durch die besonders klaren Gefäßwände einfach zu visualisieren
- Rundböden ermöglichen eine rückstandsfreie Entnahme der Proben
- Viele Größen auch als freistehende Variante mit Einrastboden verfügbar (siehe CryoStationRack Art.Nr. 733051 bis 733059)
- Steril
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei
- CE markiert