

Alexa Fluor® 700 anti-human CD1c

Mouse IgG1, kappa
L161

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B331530 | **BioLegend** | Herstellernummer: 331530

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: L161

Format: A700

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 700 anti-human CD1c

Clone: L161

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: R7, M241, BDCA-1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: A700

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9864>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>