

Purified anti-human CCX-CKR (CCRL1)

Mouse IgG2b, kappa
13E11

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B362102 | BioLegend | Herstellernummer: 362102

193,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Agonist, FC, ICC, IP

Clone: 13E11

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CCX-CKR (CCRL1)

Clone: 13E11

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: ACKR4, CC-CKR-11, VSHK1, PPR1, CCBP2, CCR11, CKR-11, CCXCKR

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICC, IP, Agonist

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9493>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>