

Human Naïve/Memory T cell ID Panel

Mouse IgG1, kappa/Mouse IgG2a, kappa/Mouse IgG...
SK7; SK3; HI100; G043H7

BioLegend
From Revvity



50 tests

Artikel-Nr.: B362201 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 362201

384,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SK7; SK3; HI100; G043H7

Format: SET

Isotype: kappa/Mouse IgG..., kappa/Mouse IgG2a, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 50 tests

Human Naïve/Memory T cell ID Panel

Clone: SK7; SK3; HI100; G043H7

Isotype: Mouse IgG1, kappa/Mouse IgG2a, kappa/Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Central memory, effector memory, TCM, TEM, CD3, CD4, CD45RA, CD197, CCR7

Size: 50 tests

Reactivity: Human

Format: SET

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9758>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>