

dNTP-Lösung, je 25 mM

Lucigen



10 µmol (400 µl)

dNTP-Lösung

Artikel-Nr.: 180052 | Lucigen | Herstellernummer: D59104

149,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Abpackung: Mix

Konzentration: 25 mM

Produkttyp: dNTP

Verpackung: 10 µmol (400 µl)

Sterile, neutrale Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP für die DNA Synthese. Die Nukleotide sind entweder einzeln oder als vorgemischte Nukleotidmische erhältlich. Jede Lösung ist ausreichend für ca. 1000 Reaktionen (50 µl) mit den meisten DNA-Polymerasen.

Außerdem ist auch dUTP als 20 mM Lösung zur Erzeugung von Uracil-haltiger DNA erhältlich.

Die dNTP-Lösungen enthalten jeweils dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Die Konzentrationen und Mengenangaben beziehen sich auf jedes dNTP.