

FITC anti-mouse Ig light chain kappa

Rat IgG

RMK-45

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B409510 | **BioLegend** | Herstellernummer: 409510

134,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RMK-45

Format: FITC

Isotype: Rat IgG

Species of Origin: Rat

Verpackung: 500 µg

FITC anti-mouse Ig light chain kappa

Clone: RMK-45

Isotype: Rat IgG

Other_Names: Immunoglobulin light chain kappa

Size: 500 µg

Reactivity: Mouse

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9878>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>