

Recombinant Mouse FLT3L (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B550704 | **BioLegend** | Herstellernummer: 550704

208,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 25 µg

Recombinant Mouse FLT3L (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: FMS-related tyrosine kinase 3 ligand, FLT3LG, Flt-3 Ligand

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9679>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>