

TransforMax EC100D pir+ elektrokompetente E. coli

Lucigen



5 x 100 µl

TransforMAX™

Artikel-Nr.: 190065 | Lucigen | Herstellernummer: ECP09500

327,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Rescue Cloning
Produkttyp: Kompetente Zellen
Verpackung: 5 x 100 µl

Die TransforMAX EC100D pir+ Zellen können Plasmide (mit einem R6Kori) mit einer Kopienzahl bis ca. 15 Kopien pro Zelle enthalten.

Inhalt des Kits:

- Elektrokompetente Zellen
- Kontroll-Vektor mit R6Kori