

PE anti-DYKDDDDK Tag

Rat IgG2a, lambda
L5

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B637309 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 637309

94,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: L5
Format: PE
Isotype: lambda, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

PE anti-DYKDDDDK Tag

Clone: L5
Isotype: Rat IgG2a, lambda
Other_Names: FLAG tag
Size: 25 µg

Reactivity: Epitope tag
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9383>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>