

81-well ID Rack, Karton, weiß, inkl. 9x9 PP Raster

LxBxH=133x133x52 mm, wasserfest
Klappdeckel



Packung à 5 x 20 Stück

Artikel-Nr.: 730095 | Biozym

565,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: weiß

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 14, 24

Verpackung: Packung à 5 x 20 Stück

Für 1.5/2.0 ml Tubes und 2.0 ml Cryovials