

CryoFreeze Tube 1.8 ml, steril, Rundboden

O-Ring, Internes Gewinde
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: 710485 | Biozym

32,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Codierung: Schreibfeld

Format: konisch

Passend für Rackformat: Einzelformat

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Dichtungsring, Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 100 Stück

Volumen: 1.8 ml