

CryoFreeze Tube 3.6 ml, steril, Sternfuß

O-Ring, Internes Gewinde
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: 710488 | Biozym

41,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Codierung: Schreibfeld

Format: freistehend

Passend für Rackformat: Einzelformat

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Dichtungsring, Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 100 Stück

Volumen: 3.6 ml