

Air-O-Seal, Gas permeable Adhesive Seal, Hydrophob

Sheets, 135 x 80 mm, Pierceable & Peelable

Anwendungstemperatur: -20°C bis +40°C




100 Stück

Artikel-Nr.: 600290 | Biozym

119,43 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -20°C bis +40°C

Art der Folie: semi transparent

Eigenschaften: gas permeable

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 100 Stück

Hydrophober, Gas permeabler Adhesive Seal

Die Daten:

- Geeignet vor allem für Bakterien- und Zellkulturen
- Niedrige Verdunstungsrate für Flüssigkeiten
- Hydrophobes, Gas permeables, adhäsives Gewebe mit einer Schicht aus Acrykleber. "Air-O-Seal" hat eine wesentlich niedrige Feuchtigkeitstransferrate als klassische Gas permeable Folien, wie z.B. der "Gas Permeable Adhesive Seal"
- Peelable
- Resistent gegen Säuren, DMSO, Detergenzien, Alkohol, Glycerin, Isopropanol, Natrium Hypochlorid und anderes
- Feuchtigkeitstransferrate: 4200 g/m²/Tag
- Luftdurchlässigkeit: 10 sec/100cc/in²
- Verfügbar als Folienbogen oder von der Rolle
- Frei von DNase, RNase und humaner genomischer DNA
- Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C