

Polystyrene Foil Heat Seal

125 x 78 mm, Pierceable & Peelable

Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



100 Stück (Sheets)

Artikel-Nr.: 600099 | Biozym

58,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -20°C bis +110°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Aluminium Heat Seal Folie - hervorragend geeignet zur Lagerung

Der Polystyrene Foil Heat Seal ist ein starker, aber peelbarer Film für Polystyrolplatten. Die Folie kann gepierced werden. Sie hat gute Resistenz gegen Lösungsmittel wie z.B. DMSO. Ein Resealing auf eine bereits verschlossene Platte ist möglich.

Geeignet für Compound Storage bei niedrigen Temperaturen und Kurzzeitspeicherung von Compounds bei Raumtemperatur.

Eigenschaften:

- Temperaturbereich -20 °C bis 110 °C
- Peelable und Piercable
- Frei von DNase, RNase und humaner genomischer DNA