

E1- ClipTip Equalizer 8-Kanal 15-1250 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Türkis

CE IVD zertifiziert

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Stück

Artikel-Nr.: 665039 | Thermo

1.960,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: E1-ClipTip Equalizer

Pipettenvolumen: bis 1250 µl

Produkteigenschaft: elektronisch

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen