

Gas Permeable Clear Heat Seal

450 m x 78 mm, Peelable

Anwendungstemperatur: -80°C bis +80°C



1 Rolle

Artikel-Nr.: 600140 | Biozym

957,53 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -80°C bis +80°C

Art der Folie: transparent

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 1 Rolle

Optisch klarer Film mit 3 mm Einschnitten zum Gasaustausch

Für bis zu 3.800 Seals

Passend für 4titude® a4S Automatic Roll Heat Sealer / Thermo Fisher ALPS 300™ und ALPS 3000™ / KBiosystems Wasp™ / KBioscience FlexiSeal und Cube

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und COC-Platten
- Charakteristik: peelbar, gute optische Klarheit, etwas Lösungsmittel beständig
- Applikationen: qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion
- Pierce Qualität: nicht empfohlen
- Sealing Einstellungen: 3.0 bis 4.0 Sek. bei „Sally“ (die Temperatur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)