

## Purified anti-human CD41/CD61

Mouse IgM, kappa  
PAC-1

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B362802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 362802

**184,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, IP, WB

**Clone:** PAC-1

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgM

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human CD41/CD61

Clone: PAC-1

Isotype: Mouse IgM, kappa

Other\_Names: gpIIb/IIIa complex, integrin alphaIIbbeta3

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, IP, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9982>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>