

Alexa Fluor® 594 Donkey anti-rabbit IgG (min. ...

Donkey Polyclonal Ig
Poly4064

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B406418 | **BioLegend** | Herstellernummer: 406418

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC

Clone: Poly4064

Format: A594

Isotype: Donkey Polyclonal Ig

Species of Origin: Donkey

Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 594 Donkey anti-rabbit IgG (min. x-reactivity)

Clone: Poly4064

Isotype: Donkey Polyclonal Ig

Other_Names:

Size: 100 µg

Reactivity: Rabbit

Format: A594

App_Abbrev: ICC

Species of Origin: Donkey

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9837>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>