

APC anti-human IL-17A

Mouse IgG1, kappa
BL168

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B512334 | **BioLegend** | Herstellernummer: 512334

217,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: BL168

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human IL-17A

Clone: BL168

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Interleukin IL-17A, IL-17, Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 8 (CTLA-8)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9987>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>