

Recombinant Mouse LIF (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B554006 | **BioLegend** | Herstellernummer: 554006

461,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 100 µg

Recombinant Mouse LIF (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: MLPLI (melanoma-derived LPL inhibitor), DIA (differentiation-inducing factor), LIF (leukemia inhibitory factor)

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=10032>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>