

## BenchRocker 3D Nutating Shaker, variable speed

12"x12" platform with 2 mats



1 Stück

Artikel-Nr.: 55B3D2300-E | **Benchmark** | Herstellernummer: B3D2300-E

**685,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion  
**Applikation:** Kühlraum, Tubes  
**Bewegung:** 3D  
**CO2 geeignet:** nein  
**Drehzahl:** über 30 rpm  
**Variable Drehzahl:** ja  
**Variabler Neigungswinkel:** ja  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 2 bis 30 rpm
- **Neigungswinkel:** Variabel, 0 bis +/- 30°
- **Abmessungen Plattform:** 30 x 30 cm
- **Kapazität:** 2,3 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 30 x 30 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 3,4 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W