

BenchBlotter Platform Rocker, fixed speed

12" x 12" with flat mat



1 Stück



Artikel-Nr.: 55BR1000-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BR1000-E

630,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting

Bewegung: 2D

Verpackung: 1 Stück

Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** Fix, 10 rpm
- **Neigungswinkel:** Fix, +/- 8°
- **Abmessung Plattform:** 30 x 30 cm
- **Kapazität:** 2,3 kg
- **Temperatur:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 34 x 30 x 12 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 3 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W