

Everlast Rocker with flat mat



1 Stück



Artikel-Nr.: 55BR5000-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BR5000-E

1.455,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 3 bis 80 rpm
- **Neigungswinkel:** Variabel, 0 bis +/- 20°
- **Abmessungen Plattform:** 40,5 x 30 cm
- **Kapazität:** 7,5 kg
- **Temperatur:** 0 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 40,5 x 33 x 15,25 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 9 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W
- **Garantie:** 5 Jahre

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting, Kühlraum

Bewegung: 2D

Drehzahl: über 30 rpm

Variable Drehzahl: ja

Variabler Neigungswinkel: ja

Verpackung: 1 Stück

- 5 Jahre Garantie
- Extra große 16 x 12 Zoll Arbeitsfläche
- Plattform aus Edelstahl
- Dual-Plattform-Zubehör verdoppelt die Arbeitsfläche
- Kühlraum- und Inkubatorsafe

Der starke Motor und das Heavy-Duty-Antriebssystem bleiben zuverlässig und konsistent, auch bei Dauereinsatz in einem Kühlraum (min. 0°C) oder Inkubator (max. 65°C). Die Wippgeschwindigkeit und der Neigungswinkel können einfach eingestellt werden zwischen sanfter und starker Bewegung zu variieren. Beide die Standardplattform und die (optionale) Stapelung Plattform sind aus Edelstahl gefertigt und verhindern gegen Rost oder Korrosion. Der Everlast 247 ist entwickelt, um jahrelang ununterbrochenen Dienst zu leisten.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri