


Quick-Flip Block, 24 x 1.5 ml tubes or 32 x 0.2 ml and 14 x 0.5 ml tubes



1 Stück



Artikel-Nr.: 55BSWCMB | **Benchmark** | Herstellernummer: BSWCMB

218,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Blockformat: 1.5 ml

Kategorie: Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Zubehör von: myBlock I / II und IsoBlock