

Orbi-Blotter

with non slip rubber mat platform (14 x 12")



1 Stück



Artikel-Nr.: 55BT30-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BT30-E

1.075,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- **Geschwindigkeit:** Variabel, 3 bis 70 rpm
- **Bewegung / Orbit:** Orbital / 19 mm
- **Kapazität:** 3 x 2 Liter oder 4 kg
- **Abmessungen Plattform:** 35 x 30 cm
- **Betriebstemperaturbereich:** +4 °C bis +65 °C
- **Abmessungen:** 35,5 x 30,5 x 20 cm
- **Höhe zwischen den Plattformen:** 7,6 cm
- **Gewicht:** 3,4 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz, 50 W

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting, Kühlraum

Bewegung: Orbital

Drehzahl: über 30 rpm

Magic Clamp: ja

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

Sanfte Orbitalbewegung für Gelanwendungen

Für Gebrauch im Inkubator und Kühlraum geeignet