

## BenchMixer Vortexer



1 Stück

Artikel-Nr.: 55BV1000-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BV1000-E

**327,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Technische Spezifikationen

- Geschwindigkeit: 200 - 3200 rpm
- Operationsmodi: Touch oder kontinuierlich
- Orbit: 3 mm
- Betriebstemperaturbereich: +4 bis +45 °C
- Abmessungen (B x T x H): 13 x 16 x 17 cm
- Gewicht: 3.8 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 180 W

### Beschreibung

**Drehzahl regelbar:** ja

**Farbe:** weiß

**Kategorie:** Vortexer

**QuEChERS:** nein

**Verpackung:** 1 Stück

**Wechselbarer Aufsatz:** Wechselbar

#### Kompakter Vortexer

Der BenchMixer™ setzt den neuen Standard im Wirbelmischen. Mit der fortschrittlichen Q-Drive™-Technologie bietet der BenchMixer ein reibungsloses sofortiges Vortexen selbst der größten Probengrößen, einschließlich voller 50-ml-Röhrchen. Das einzigartige Gegengewichtssystem erzeugt eine maximale Wirbelwirkung und minimiert gleichzeitig Geräusche und übermäßige Vibrationen. Dies führt zu einem leiseren, effizienteren und langlebigeren Betrieb. Weitere Merkmale sind: „No-Walk“-Saugfüße, Kompatibilität mit Kühlräumen/Inkubatoren und auslaufsichere elektronische Steuerungen. Eine Plattenplattform ist im Lieferumfang enthalten und sichert sowohl Standard- als auch Deep-Well-Platten