

Mortexer Vortexer



1 Stück

Artikel-Nr.: 55BV1005-E | **Benchmark** | Herstellernummer: BV1005-E

376,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Spezifikationen

- **Geschwindigkeit:** 200 - 3200 rpm
- **Betriebsmodi:** Touch oder kontinuierlich
- **Orbit:** 3 mm
- **Temperatur:** +4°C bis +65°C
- **Abmessungen:** 13 x 16 x 17 cm
- **Gewicht:** 3,8 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 60 Hz, 180 W

Beschreibung

Drehzahl regelbar: ja

Farbe: weiß

Kategorie: Vortexer

QuEChERS: nein

Verpackung: 1 Stück

Wechselbarer Aufsatz: Wechselbar

- Einzigartiger Multi-Head™ für Allzweck-Vortexen PLUS fasst bis zu acht Mikroröhrchen (zum Patent angemeldet)
- Leistungsstarker Motor für SOFORTIGES Vortexen
- Dauer- oder „Touch“-Betrieb
- Dynamisches Auswuchtsystem Q-Drive™
- Variable Drehzahl von 200 bis 3200 U/min
- Vielfältiges Zubehör

Der Mortexer™ ist MEHR als Ihr Standard-Wirbelmischer. Das einzigartige Design des Multi-Head™ (im Lieferumfang enthalten) verfügt über einen traditionellen Becherkopf für allgemeines Mischen und fasst bis zu acht Mikrozentrifugenröhrchen.

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Das Antriebssystem ist mit der Q-Drive™-Technologie ausbalanciert, die eine sanfte Wirbelbewegung bietet und gleichzeitig Geräusche und übermäßige Vibrationen minimiert. Dadurch wird es leiser, mehr effizienter und länger anhaltender Betrieb. Die erhöhte Geschwindigkeit von bis zu 3200 U/min erzeugt einen sofortigen Wirbel selbst bei den größten Probengrößen, einschließlich voller 50-ml-Röhrchen.

Zu den weiteren Merkmalen gehören: „No-Walk“-Saugfüße, Kühlraum-/Inkubatorkompatibilität und auslaufsichere elektronische Steuerungen. Zwei Jahre Garantie.