

Reversible Combs, 22/12 teeth for 55E1101-CS1 Casting Stand



2 Stück



Artikel-Nr.: 55E1101-COMB1 | **Benchmark** | Herstellernummer: E1101-COMB1

10,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anzahl Zähne: 12 und 22

Eigenschaften: Doppel-Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: myGel Mini System

Produkttyp: myGel Mini Zubehör

Verpackung: 2 Stück