

Reversible Combs, 18/10 teeth for 55E1101-CS2 Casting Stand



2 Stück



Artikel-Nr.: 55E1101-COMB2 | **Benchmark** | Herstellernummer: E1101-COMB2

14,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anzahl Zähne: 2 x 5 und 2 x 9

Eigenschaften: Doppel-Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: myGel Mini System

Produkttyp: myGel Mini Zubehör

Verpackung: 2 Stück