


100er Cryo Lager Boxen, rot

100 Plätze für 1.0 ml bis 2.0 ml Cryovials

LxBxH = 133 x 133 x 52 mm



Packung à 4 Stück

Artikel-Nr.: 733091 | Biozym

50,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: rot

Für Kryolagerung: Gasphase N2

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 4 Stück